

## Serveur de Diffusion des résultats de RIVA

Le serveur d'imagerie du RIVA et de l'IRM du Golfe du Morbihan, sécurisé, permet aux patients d'avoir accès directement aux Comptes Rendus et aux Images des examens réalisés.

Le médecin prescripteur et/ou référent a également accès à ce dossier.


Pour vous connecter le plus simple est d'aller sur notre site [www.radiologie-vannes.fr](http://www.radiologie-vannes.fr) et de cliquer sur l'onglet **Vos Résultats**, en bas à droite.

Vous pouvez aussi y aller directement par <https://diffusion.rx56.fr>

Nous vous conseillons d'utiliser **Google Chrome** comme navigateur pour lequel le serveur est optimisé.

Les clichés sont au format radiologique DICOM, permettant une parfaite analyse avec la possibilité de modifier le fenêtrage et le contraste.

Voici un mode d'emploi rapide. Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous expliquer directement et de vive voix comment l'utiliser pleinement.



Vous pouvez vous connecter avec le login et le mot de passe présent en fin de compte rendu ou sur la fiche patient qui vous a été remise si vous n'avez pas souhaité attendre les résultats (le mot de passe peut être tapé sans /).

Vous arrivez sur la page suivante comportant l'ensemble des examens que vous avez prescrit, ou qui ont été prescrit par un spécialiste alors que vous êtes le médecin référent.

Patient	Sexe	Age	Date	Time	Examen	Description	Dossier	Ra
DUBOIS MEDERIC A10040819473	♂	30 ans 04/09/1990	24/06/2021	17:34:55	ABDO PELVIEN IV NON A JEUN	A10108605681	W	LE
LE FRANC RENE A10039098138	♂	67 ans 12/11/1953	24/06/2021	17:19:38	SINUS	A10108479904	W	BC BC
KERGOSIEN OCEANE A10048933263		30/07/2001	17:16:26				W	GU
ATHIMON MAUD A10100213874	♀	32 ans 12/01/1958	24/06/2021	17:01:49	RACHIS CERVICAL	A10107295134	W	FI FI
LAVOQUER GUY A10100213874	♂	63 ans 12/01/1958	24/06/2021	17:01:49	ABDOMINAL IV	A10108621831	W	LE
DOUANE DOMINIQUE A10001989122	♂	62 ans 10/09/1958	24/06/2021	16:49:28	ANGIO SCAN TRONCS S.AORTIQUES	A10107826039	W	COL D
FISBACH ELYANE A10066183363	♀	77 ans 08/12/1943	24/06/2021	16:29:56	TAP IV	A10108508089	W	DISD LD

**Le gestionnaire de module n'est pas installé sur votre poste.**

Il permet le fonctionnement des appels contextuels de l'application (word, facturation, dictée, viewers ...)


⊘ Désactiver pour mon utilisateur

Continuer sans le module


📄 Télécharger

Vous pouvez cliquer sur : Désactiver pour mon Utilisateur

The screenshot shows the 'evolucare imaging' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Archives' and a search filter for '01/08/2019 00:00 - 08/08/2019 23:59'. Below this, there are buttons for 'Configuration', 'Sélection : tous 457', 'Prescription 0', 'Compte-rendu 451', and 'Sans compte-rendu 6'. The main area displays a table of patient records with columns for 'D.E', 'Donnée', 'Patient', 'C.R.', 'Examen', 'Age', 'Dossier', 'Demandé', 'Etablissement', and 'Description'. The table lists several patients with their respective exam details and dates.




Accès au dossier complet ou dernier examen du patient



Accès aux images et Cr du patient.



Accès à l'ensemble des dossiers radiologiques d'un patient



Si vous voyez 3 points, il faut attendre que les fichiers se chargent.  
(Cela semble toujours un peu long...trop long !)



01/08/2019 00:00 - 31/08/2019 23:59


Choisir la date des examens à visualiser.

Vous pouvez aussi choisir par le nom d'un patient ou d'un demandeur  
Suivant que vous soyez sur PC ou Mac vous pouvez choisir le Viewer que vous utilisez.


Ce choix se fait uniquement la première fois, et reste validé par défaut ensuite.  
Vous pourrez toujours le modifier ultérieurement si vous le souhaitez.



**Sur PC :** Utiliser par défaut ECS Uview en cliquant dessus





Cliquer sur




ECS Uview ouvre directement le Cr

Sur le bandeau latéral droit, amenez la souris sur : **image SANS** cliquer.  
La liste des clichés apparaît . Cliquez sur celui de votre choix




Pour le Scanner vous pouvez :



- voir les examens dans les 3 plans ( choisir la série native avec le plus de coupe)
- utiliser des fenêtres prédéfinies ( poumon, os, abdo, crane)
- prendre un cliché en photo
- télécharger le dossier sur votre PC (à dézipper)




En cliquant sur le cube vous activez la vision dans les 3 plans : MPR




Pour faire défiler les images, vous pouvez soit utiliser la molette de la souris soit déplacer le curseur en bas de l'image.




Vous pouvez télécharger le dossier au format DICOM en cliquant sur le cloud



**Sur Mac :** Utiliser Osirix ou plutôt Horos (idem mais gratuit)




Le téléchargement du dossier d'imagerie se fera directement sur Osirix ou Horos qui s'ouvre automatiquement.



Cette fenêtre s'ouvre en bas à gauche d'Osirix, signifiant que le téléchargement du dossier est en cours.

Cela vous permet ensuite de regarder votre examen quand vous voulez et sur le logiciel que vous connaissez.

Le serveur vous permet aussi de transférer le dossier vers un autre correspondant :



Cochez l'examen à partager puis

Cliquez sur Partager

La page suivante s'ouvre permettant de rentrer l'adresse mail du correspondant ou de le sélectionner dans : partager avec un utilisateur enregistré, s'il a déjà un compte.

L'invité reçoit un mail avec un login et un mot de passe temporaire lui permettant d'avoir accès au dossier.

**Partager...**

Partager avec un utilisateur enregistré    Envoyer une invitation    Partage actif

Adresse mail de l'invité

Login: En cours...    Mot de passe temporaire

Numéro de téléphone    OFF    Envoyer le mot de passe par sms

Durée du partage

Validité par défaut du partage: 0 jours    Restreindre le partage dans le temps: jours

Ajoutez un commentaire

Ajoutez des informations complémentaires à transmettre.

Partager    Aide-mémoire

Partager

Voici le mail que reçoit le correspondant.

Bonjour,

Un message de la part du Service de radiologie du RIVA vous attend sur notre serveur d'imagerie.

Peux tu me dire ce que tu penses de ce dossier ?

Votre compte est le suivant:

Identifiant : benjamin.weppe0  
 Mot de passe : 8dT8ynP

[Cliquez ici pour accéder à la page d'authentification de notre serveur de diffusion.](#)

Bien cordialement,

Réseau d Imagerie Médicale Vannetais - RIVA  
 11 C rue du docteur AUDIC  
 56 000 VANNES  
 Tel: 02 97 62 55 55

Nous vous souhaitons une bonne utilisation et restons à votre disposition si nécessaire.

Mise à Jour 30 Juin 2021